

Septal-H™

Hassas Kanül Sabitleyici - Burun Yastığı

Nazal septum yaralanmalarını engeller ve kanülü sabit tutar.

- Kanülün rahat konumlanmasına yardımcı olur
- Besleme tüpü sabitlemeye yardımcı olur
- Hidrokolloid yapısı ile cilde hassas bir koruma sağlar
- Epidermal soyulmaları engeller
- Ciltte artık bırakmaz
- Lateks içermez
- Dört adet boya sahiptir



Sipariş Detayları - Septal-H™

KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ MİKTARI
CP-5400	Septal-H™ Burun Yastığı Premature Boy	80 Adet
CP-5410	Septal-H™ Burun Yastığı Neonatal Boy	80 Adet
CP-5500	Septal-H™ Burun Yastığı Infant Boy	80 Adet
CP-5510	Septal-H™ Burun Yastığı Pediatrik Boy	80 Adet



Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş
Merkezi No:4 D: 10 Zincirlikuyu Beşiktaş / İST.
Şube : Atatürk Mah. Girne Cad. No:30 Demir Plaza Kat:3
Daire:8 Ataşehir / İST.
0212 227 03 09 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr