


Comfort Soft Plus™

Yüksek ve Standart Akışlı Nazal Kanül

**En Değerli Hediyelerinize Bakarken Bizim Hassas Dokunuşumuza İhtiyacınız Var...
Bebğiniz için Comfort Soft Plus™ Nazal Kanülü Kullanın...
DEHP içermeyen YENİ formülüyle....**



Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Kozyatağı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL
0850 255 0 779 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr

Comfort Soft Plus™

Materyal bilimindeki son gelişmeler Comfort Soft Plus'ın çok daha yumuşak ve elastik olmasına imkan vermiştir. Materyal kalitemiz, yumuşak dokuda zedelenme ve sürtünmeden kaynaklı tahriş riskini azaltmaktadır. Diğer hiç bir kanülde bulunmayan elastikiyeti sayesinde basınç ülserine sebep olan sürtünme kuvvetini azaltır. Ve artık DEHP içermeyen formülü ile...

- Comfort Soft Plus™ özel yüzeyi sayesinde kanülün yüzeyden kaymasını önlemek için bant kullanma ihtiyacı azalır. Malzeme yumuşaklığı sebebi ile kullanım esnasında ekta bir sargıya ihtiyaç duyulmaz. Bu özellik sıklıkla bant veya yapıştırıcı çıkartılırken oluşabilecek tahrişlerin önüne geçer.
- Prematüre bir yeni doğanın derisi çok hassas olması sebebi ile travmalara karşı her zaman risk altındadır. Travmayı azaltmak, derinin olgunlaşmamış bariyer fonksiyonlarını korumak ve deri bütünlüğünü kuvvetlendirmek için önleyici bakım uygulamanız tavsiye edilir.
- Burundan kanül ile oksijen verirken Comfort Soft Plus'ın yumuşak dokunuşunu denemenizi öneririz.... ve en hassas hastalarınızın derisinin sürtünme ve tahriş endişesini en aza indirebilirsiniz.

**Basınç ülseri vakalarının
%50 den fazlası
cihaz ve ekipmanların sebep
olduğu devamlı basınçla alakalıdır.
Basınç ülseri, Pediatrik Yoğun Bakım
ünitelerinde
%27
Yeni Doğan Ünitelerinde
%23
oranındadır.**

Referans Yayınlar;

- Irving V. Caring for and protecting the skin of pre-term neonates j. Wound Care 2001; 10(7): 253-256
- Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN) Neonatal Skin care. Evidence-based clinical practice guideline, Washington DC; Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN); January 2001
- Willock J. Hughes J. Tickle S. et al. Pressure sores in children – the acute hospital prospective. Tissue Viabil Soc. 2000; 10 (2): 59-62

Sipariş Detayları - Comfort Soft Plus™

KOD	UBB	SUT	Ürün Açıklaması	Kilo Kod Eşleşmesi	Ambalaj Miktarı
0557	5070907805577	OR4230	Prematüre Kanül Sarı	< 800 gr*	10 Adet
0559	5070907805591	OR4230	Neonatal Kanül Beyaz	800 -1500 gr*	10 Adet
0558	5070907805584	OR4230	Bebek Kanül Mavi	1.500 -2.500 gr*	10 Adet
0569	5070907805690	OR4230	Pediatrik Kanül Yeşil	> 2500 gr*	10 Adet

*Belirtilen kilolar tavsiye edilen kiloyu işaret eder. Uygun kanülü seçmek için bebeklerin prong aralıklarına en uygun kanül tercih edilmelidir.



Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Kozyatağı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL
0 850 255 0 779 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr