

Chin Strap™

Ağız Kapama Desteđi

Bebeklerin çenelerini kapalı pozisyonda tutmanızı sađlar, yapıştırıcı içermez.

Yumuşak kayışları örme naylon ve likra karışımındandır ve iç yüzeyindeki patentli köpüksü yapısıyla bebek teni hissindedir.

Çene desteđi bone ya da CPAP üzerinden kullanılabilir.

Aşırı derecede sıkılmama dikkat ediniz. Bebek az bir çaba ile ađzını açabilmelidir.



Sipariş Detayları - Chin Strap™

KOD	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ MİKTARI
CP-5100	Chin Strap Çene Kayışı - Premature Boy	40 Adet
CP-5200	Chin Strap Çene Kayışı - Bebek Boy	40 Adet



Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Kozyatađı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL
0216 514 50 50 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr